ISO 9001
REGISTERED FIRM

SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI

Buhuşi-605100, str. Văloagă nr.3, jud. Bacău Nr. Autoriz. funcţ.: 102/01. 09. 2010 ; C.I.F. 4187271
Certificat I.S.O. 9001:.Numar certificat 56336/A0001/UK/RO
Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

Nr. 3559 / 21-04-2015

PROTOCOL PENTRU RECOLTAREA SI INTERPRETAREA PE ANALIZORUL DE IONI EASYLYTE A IONOGRAMEI SANGUINE IN CPU

1. SCOP – analiza , interpretarea rapida si eficienta a ionilor de Na si K .

2. RECOMANDARI IONOGRAMA - investigarea echilibrului hidroelectrolitic si acido – basic ;
   - Monitorizarea pacientilor in CPU
3. VALORI DE REFERINTA - Na * = 135 – 145 mmol/l
   - K = 3,5 – 5,3 mmol / l

   HIPERPOTASEMIA apare in :
   - Soc , arsuri , stari septic , suferinta renala , anurie , diabet zaharat dezechilibrat .

   HIPOPOTASEMIA apare in :
   - Suferinta renala

   HIPERNATREMIA apare in :
   - Deshidratare , diabet zaharat

   HIPONATREMIA apare in :
   - Insuficienta renala
   - Traumatisme cerebrale
   - Arsuri
4. PREGATIRE APARAT - Spalare aparat cu solutie specifica prin procedura Daily cleaner.

- Calibrare aparat prin procedura Calibrate now

5. TEHNICA DE RECOLTARE A SANGELUI VENOS - se recolteaza 5 ml sange prin punctie venoasa in vacutainer rosu fara anticoagulant .

6. PREGATIREA PROBEI DE SANGE - se centrifugheaza sangele 10 – 15 min la 4000 rotatii / minut .

7. Analizare si interpretare - prin procedura Analize – Blood aspira cantitatea de sange necesara , pe care o analizeaza .
   - Rezultatele vor aparea afisate pe ecran si imprimate pe buletinul de analize , pe care se va nota si numele pacientului

Intocmit - As. Med Popa Ana

As. Med Archip Maria

Data : 21.04.2015

Verificat Medic coordinator CPU

Dr. Lazaroiu Catalina

Data :

Verificat – Manager calitate Poiana Constantin

Data : 21.04.2015

CONSTANTIN POIANA MANAGER DE CALITATE

Aprobat – Manager Dr. Toron Mouhannad

Data :