



ISO 9001
REGISTERED FIRM

SPITALUL ORĂȘENESC Buhuși

Buhuși-605100, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău Nr. Autoriz. funcț.: 102/01. 09. 2010 ; C.I.F. 4187271
Certificat I.S.O. 9001: Numar certificat 56336/A0001/UK/RO
Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

Nr. 3409 / 14-04-2015

PROTOCOL PENTRU DECONTAMINAREA SI PREGATIREA MATERIALULUI MEDICO-CHIRURGICAL (instrumente, echipamente)

- Se refera la decontaminarea si pregatirea materialului care va fi sterilizat sau instrumentarul utilizat „curat” (termometre, tavite renale, garou etc.);
- **Scop:**
- evitarea contaminarii personalului;
- reducerea contaminarii mediului de spital;
- evitarea fixarii pe instrumentar, echipament, a materiei organice (sange, secretii, excretii, alte fluide) prin uscare;
- pentru realizarea scopului propus decontaminarea trebuie efectuata **imediat dupa utilizarea acestora;**
- pentru anumite obiecte dezinfectia cu sol. detergent-dezinfecant poate fi suficienta (ex. garou, cuve, termometre, tavite renale etc.)
- pentru alte obiecte acest tratament va fi completat prin sterilizare fizica (instrumente) sau sterilizare chimica (echipament termosensibil: endoscoape, vas aspirator, vas aparat anestezie etc);

ETAPE IN PREGATIREA MATERIALULUI MEDICO-CHIRURGICAL

- Material medico-chirurgical (instrumente, echipamente) folosit:
- **Materiale termosensibile** (endoscoape, laparoscoape, materiale pt. aerosoli, pompe, vas aspirator, vas aparat anestezie, etc.)
- **DECONTAMINARE**
- **CURATARE, DEZINFECTIE, CLATIRE, USCARE**
- **STERILIZARE CHIMICA**
- **CLATIRE CU APA STERILA**
- **USCARE**

- **Materiale termorezistente (instrumentar, material moale, latex, tubulatura, etc)**
- DECONTAMINARE
- CURATARE, DEZINFECTIE, CLATIRE, USCARE
- IMPACHETARE
- STERILIZARE LA AUTOCLAVA

- **Echipamente medicale nesterile (ex. garou, cuve, termometre, tavite renale etc.)**
- DECONTAMINARE
- CURATARE, DEZINFECTIE, CLATIRE, USCARE
- SIMPLA UTILIZARE "CURATA"

- **INSTRUMENTAR CHIRURGICAL**
- (in bloc operator, sectii, sali de tratament)
- **Tehnica: 7 etape;**
- **1. curatare, decontaminare (pre-dezinfectie)**
- **2. clatire riguroasa sub jet de apa potabila**
- **3. dezinfectie**
- **4. clatire**
- **5. uscare**
- **6. verificarea integritatii instrumentarului**
- **7. impachetarea instrumentarului**

- **1. Curatare, decontaminare (pre-dezinfectie)**
- Imediat, la sfarsitul interventiei chirurgicale/ efectuarii pansamentului instrumentarul folosit se **immerseaza** intr-o solutie speciala de detergent-dezinfectant (compatibila cu materialul din care sunt fabricate instrumentele);
- Spalare manuala cu solutie detergent-dezinfectant: se perie cu grija insistand asupra articulatiilor si canelurilor, utilizand o perie moale de nailon; demontarea completa a instrumentului; trecerea unei comprese prin caneluri; curatarea partilor scobite, cavitatilor cu ajutorul unei seringi;

- **2. Clatire riguroasa sub jet de apa potabila**

- **3. Dezinfectie**
- Cand operatiunea de curatare-decontaminare se face manual ea este urmata de etapa de dezinfectie;
- Solutia de dezinfectat se pune in cuve/recipiente cu capac;
- Instrumentarul este imersat in solutia de dezinfectant in concentratia si perioada de timp recomandata de producator; la sfarsitul timpului de dezinfectie se extrag instrumentele;

- **4. Clatire** cu apa din abundenta;

- **5. Uscare** cu prosop de hartie sau laveta de unica folosinta;
- **6. Verificarea integritatii instrumentarului**- foarfece, departatoare, pense; controlul etanseitatii si integritatii pieselor care au necesitat demontare; daca este nevoie se inlocuiesc piesele deteriorate;
- **7. Impachetarea instrumentarului in vederea sterilizarii;**
- instrumentarul curat va fi asezat pe o suprafata curata in vederea impachetarii

Verificat:Dir.med.Dr.Rotaru Hilda

[Signature]

Intocmit CPCIN,

Dr.Badita Iulia

[Stamp: Dr. Badita Iulia, Medic Specialist, Chirurgie, Spitalul de Chirurgie]

As.Pelin Camelia

Veificat:Manager calitate Poiana C-tin

[Stamp: POIANA C-TIN, DE CALITATE]

Bloc operator,

As.Poiana Liliana

[Signature]

Aprobat:Manager Dr. Toron Mouhannad

[Stamp: Spitalul de Chirurgie, Poiana C-tin, Manager Calitate, Dr. Toron Mouhannad]